

検査日 2015年7月15日

検査No. 5070-3143-05

ブーラジェリーAYAKA 様

Becquere/Center



株式会社ベクレルセンター

〒277-0023千葉県柏市中央1-2-25

TEL 04-7189-7406 FAX 050-3156-1421



放射能検査報告書

サンプル	5070-3143-05 牛乳		
			
前処理	文部科学省「緊急時におけるガンマ線スペクトロメトリーのための試料前処理法」(食品時)		
測定法	厚生労働省「食品中の放射性セシウムスクリーニング法」(食品時)		
検査官	文部科学省放射線取扱主任者		
測定結果	Cs134+Cs137 不検出	検出限界	4.716Bq/kg
サンプル容量	95.00%(測定容器420ml)	サンプル重量	0.4000Kg
測定器	ベルトールドLB2045	測定時間	1801秒
γ線スペクトル	 <p>※明確なセシウムのピークは確認できませんでした</p>		

Machine or Sample Name	milk	Start Time	2015-07-15 14:37:25
Program Version	2.20	Temperature(°C)	24.0
Cs ROI(keV)	450 - 850	Cs Calibration Factor	62.41
K40 ROI(keV)	1380 - 1580	Spillover Factor(Cs/K40)	1.190
Background MeasTime(sec)	69774	Cs Background(cps)	0.5889

